

Polierer Nichtedelmetall

Polishers non-precious metal

Brilliant performance

This new product range allows highly efficient polishing of even the most challenging non-precious metal alloys, including titanium. Thanks to a carefully adapted bond of the diamond grit - which generates hardly any dust - these effective polishers are capable of polishing non-precious metals to a brilliant high shine, without using polishing paste.

Advantages:

- Fantastic result in just two polishing steps
- Very durable
- Reduced generation of dust
- Different colour code for easy identification:

Mandrel ❶

Dark purple - pre-polishing ❷

Light purple - High-shine polishing ❸

Recommendations for use:

- Recommended speed: 6.000 rpm
- Maximum speed: 10.000 rpm
- For optimum results, use both polishing steps

Glänzende Aussichten für NEM

Diese neue Produktpalette ermöglicht eine hocheffiziente Politur der schwer zu bearbeitenden NEM-Legierungen, einschließlich Titan. Dank einer genau abgestimmten Diamantkornbindung – die nur wenig Polierstaub erzeugt – ermöglichen diese Polierer eine hocheffiziente Hochglanzpolitur, ohne den Einsatz von Polierpaste.

Vorteile:

- optimales Ergebnis in nur zwei Polierstufen
- lange Standzeit
- geringe Polierstaubentwicklung
- farbliche Abhebung zur einfachen

Identifikation


Träger ❶

lila = Vorpolitur ❷

hell-lila = Hochglanzpolitur ❸

Anwendungshinweise:

- Empfohlene Drehzahl: 6.000 min⁻¹
- Maximale Drehzahl: 10.000 min⁻¹
- Für beste Arbeitsergebnisse beide Polierstufen nutzen





new

9701 M
9701 F



		10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	220	220
L	mm	4,0	4,0

nicht montiert · not mounted

9701M.900. ...	220	-
9701F.900. ...	-	220

Polierer für NEM- und EMF-Legierungen
Zur Vor- und Hochglanzpolitur
Polishers for non-precious metal alloys and alloys without precious metal
For pre-polishing and high-shine polishing

42

new

9702 M
9702 F



		10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	060	060
L	mm	22,0	22,0

nicht montiert · not mounted

9702M.900. ...	060	-
9702F.900. ...	-	060

Polierer für NEM- und EMF-Legierungen
Zur Vor- und Hochglanzpolitur
Polishers for non-precious metal alloys and alloys without precious metal
For pre-polishing and high-shine polishing

new

9703 M
9703 F



		10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	220	220
L	mm	3,0	3,0

nicht montiert · not mounted

9703M.900. ...	220	-
9703F.900. ...	-	220

Polierer für NEM- und EMF-Legierungen
Zur Vor- und Hochglanzpolitur
Polishers for non-precious metal alloys and alloys without precious metal
For pre-polishing and high-shine polishing

new

9704 M
9704 F



		10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	030	030
L	mm	11,0	11,0

nicht montiert · not mounted

9704M.900. ...	030	-
9704F.900. ...	-	030

Polierer für NEM- und EMF-Legierungen
Zur Vor- und Hochglanzpolitur
Polishers for non-precious metal alloys and alloys without precious metal
For pre-polishing and high-shine polishing

new

9610
9620



		10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	045	045
L	mm	16,0	16,0
Handstück · Handpiece (HP)			
658 104 292513 ...			
9610.104. ...		045	-
658 104 292503 ...			
9620.104. ...		-	045

Zum Glanz- und Hochglanzpolieren von Edelmetall- und NEM-Legierungen
For polishing and high-shine polishing of precious and non-precious

new

9611
9621



414501 414502

		10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	150	150
L	mm	2,5	2,5
Handstück · Handpiece (HP)			
658 104 303513 ...			
9611.104. ...		150	-
658 104 303503 ...			
9621.104. ...		-	150

Zum Glanz- und Hochglanzpolieren von Edelmetall- und NEM-Legierungen
For polishing and high-shine polishing of precious and non-precious



Polierer Polishers

new

9615
9625



		10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	060	060
L	mm	22,0	22,0

nicht montiert · not mounted

658 900 114513 ...

9615.900. ...

060

-

658 900 114503 ...

9625.900. ...

-

060


Zum Glanz- und Hochglanzpolieren von Edelmetall- und NEM-Legierungen

For polishing and high-shine polishing of precious and non-precious

44

new

9635
9636



		10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	030	030
L	mm	22,0	22,0

658 000 114513 ...

9635.000. ...

030

-

658 000 114503 ...

9636.000. ...

-

030

Zum Glanz- und Hochglanzpolieren von Edelmetall- und NEM-Legierungen

For polishing and high-shine polishing of precious and non-precious

new

9648
9649



		10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	020	020
L	mm	20,0	20,0

658 000 114513 ...

9648.000. ...

020

-

618 000 114503 ...

9649.000. ...

-

020

Zum Glanz- und Hochglanzpolieren von Edelmetall- und NEM-Legierungen

For polishing and high-shine polishing of precious and non-precious

new

9522 C
9522 M
9522 F



		10	10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	030	030	030
L	mm	11,0	11,0	11,0

nicht montiert · not mounted

9522C.900. ...

030

-

-

9522M.900. ...

-

030

-

9522F.900. ...

-

-

030

Vor-, Glanz- und Hochglanzpolitur von Metall-Legierungen

Startset SD1873 mit je 10 St. 9522C/M/F und 3 Trägern 329A

Pre-polishing, polishing and high-shine polishing of metal alloys

Introductory set SD1873 with 10 pieces each of 9522C/M/F and 3 mandrels 329A

new

9584



		10
Größe - Size	Ø 1/10 mm	050
L	mm	16,0

Handstück - Handpiece (HP)



658 104 292522 ...

9584.104. ...

050

Zur Mattglanzpolitur von Metall-Legierungen
For low lustre polish of metal alloys

new

9678



		100
Größe - Size	Ø 1/10 mm	070
L	mm	20,0

nicht montiert - not mounted

9678.900. ...

070

Zur Mattglanzpolitur von Metall-Legierungen
For low lustre polish of metal alloys

new

9574



		100
Größe - Size	Ø 1/10 mm	150
L	mm	2,0

nicht montiert - not mounted

658 900 303522 ...

9574.900. ...

150

Zur Mattglanzpolitur von Metall-Legierungen
For low lustre polish of metal alloys

new

9575



		100
Größe - Size	Ø 1/10 mm	220
L	mm	3,5

nicht montiert - not mounted

658 900 303522 ...

9575.900. ...

220

Zur Mattglanzpolitur von Metall-Legierungen
For low lustre polish of metal alloys

new

9572



		100
Größe - Size	Ø 1/10 mm	220
L	mm	3,0

nicht montiert - not mounted

658 900 372522 ...

9572.900. ...

220

Zur Mattglanzpolitur von Metall-Legierungen
For low lustre polish of metal alloys

new

9661



		100
Größe - Size	Ø 1/10 mm	030
L	mm	22,0

658 000 114534 ...

9661.000. ...

030

Zur Mattglanzpolitur von Metall-Legierungen
Mit Träger 326.104.030 benutzen
For low lustre polish of metal alloys
To be used in mandrel 326.104.030



Polierer Polishers

new

9557



		10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	060
L	mm	15,0

Handstück · Handpiece (HP)



658 104 243523 ...

9557.104. ...

060

Zum Polieren von Edelmetall-Legierungen
For polishing of precious metal alloys

new

9630



		100
Größe · Size	Ø 1/10 mm	070
L	mm	20,0

nicht montiert · not mounted

658 900 114523 ...

9630.900. ...

070

Zum Polieren von Edelmetall-Legierungen
For polishing of precious metal alloys

new

9558



		100
Größe · Size	Ø 1/10 mm	120
L	mm	8,0

nicht montiert · not mounted

658 900 035523 ...

9558.900. ...

120

Zum Polieren von Edelmetall-Legierungen
For polishing of precious metal alloys

new

9559



		100
Größe · Size	Ø 1/10 mm	180
L	mm	3,5

nicht montiert · not mounted

658 900 304523 ...

9559.900. ...

180

Zum Polieren von Edelmetall-Legierungen
For polishing of precious metal alloys

new

9627



		100
Größe · Size	Ø 1/10 mm	220
L	mm	4,5

nicht montiert · not mounted

658 900 303523 ...

9627.900. ...

220

Zum Polieren von Edelmetall-Legierungen
For polishing of precious metal alloys

new

9554



		100
Größe · Size	Ø 1/10 mm	220
L	mm	3,0

nicht montiert · not mounted

658 900 304523 ...

9554.900. ...

220

Zum Polieren von Edelmetall-Legierungen
For polishing of precious metal alloys



new

593



414061 414062

Gebrauchsmuster, Patente / Utility model, patents
GM 20 2011 003 850

Abrichtdiamant für Polierer, 2-teilig
Dressing diamond for polishers, in two parts

new

AR 9463



		10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	190
Handstück · Handpiece (HP)		
AR9463.104. ...		190

Rundbürste, Pferdehaar (hart)
Round brush, horse bristles (stiff)

new

AR 9464



		10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	190
Handstück · Handpiece (HP)		
AR9464.104. ...		190

Rundbürste, Ziegenhaar (mittelhart)
Round brush, goat hair (medium)

new

9485 C
9485 M
9485 F



		10	10	10
Größe · Size	Ø 1/10 mm	250	250	250
Handstück · Handpiece (HP)				
9485C.104. ...		250	-	-
9485M.104. ...		-	250	-
9485F.104. ...		-	-	250



Faservlies Rad
Testsortiment mit je 2 St. 9485C/M/F: Sort031
Abrasive buff of bonded fibre fabric, wheel
Test assortment including 2 units each of 9485C/M/F: Sort031